

公斤级实验室 5S布局图

个人实验物品布局：

- 一项目一釜一旋蒸
- 一废固底柜
- 三中间体蓝盖白桶

(使用过程中摆放于图中位置，现场标识为物料暂存区)

公用实验物品布局：

- 废固底柜摆放废溶液；
 - 防爆柜摆放桶装液体试剂；
 - 储物柜摆放一般耗材（手套盒、抽纸、纸张）；
 - 实验室内配备2个高低凳；
 - 2个50L旋瓶支架；
 - 2个抽滤装置（陆续配备）；
 - 1个防爆电子秤；
 - 1个清洁地刮，
- 对应图上为放置位置并设有标识，使用完毕归位。

